

Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion WiBUplus Händedesinfektion WiBUplus Händedesinfektionsgel WiBUplus Händedesinfektion sensitiv konz. 30 Sek. – satte Benetzung	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor allen pflegerischen/medizinischen Maßnahmen am Bewohner. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Vor dem Vorbereiten von Medikamenten/Infusionen. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Hautdesinfektion WiBUplus Hautdesinfektion konz. 15 Sek. – satte Benetzung	Punktionsstelle satt einsprühen. Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Ggf. nachsprühen	Vor allen invasiven, d. h. hautdurchtrennenden Eingriffen (z. B. Injektionen)	Pflegepersonal
	Schleimhautdesinfektion Octenisept® gebrauchsfertig – mind. 1 Min.	Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen. Herstellerangaben beachten.	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.	Pflegepersonal
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Handreinigung WiBUplus milde Waschlotion WiBUplus Waschlotion sensitiv WiBUplus Cremeseife mild WiBUplus Schaumseife sensitiv	Waschlotion/Seife auf die feuchten Hände geben und aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und Hände gut mit weichen Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Vor der Arbeit. Bei Verschmutzung. Nach der Arbeit. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz WiBUplus Handschutzcreme WiBUplus Handschutzcreme sensitiv	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege WiBUplus Handpflegecreme WiBUplus Handpflegecreme sensitiv	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	Alle Mitarbeiter
<p>Instrumente</p>	Instrumentendesinfektion (z. B. Nagelscheren, Pinzetten) WiBUplus Instrumentendesinfektion 1,0 % – 60 Min. 2,0 % – 30 Min.	Desinfektionsmittellösung in Instrumentenwanne ansetzen. Instrumente einlegen. Instrumente müssen vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen. Abspülen mit fließendem Wasser. Abtrocknen.	Nach Gebrauch. Bei Transport: Geschlossenen Behälter nutzen.	Pflegepersonal
<p>Fläche/ Inventar</p>	Spender für • Desinfektionsmittel • Waschlotion • Einmal-Handtücher • Pflegecreme WiBUplus Flächendesinfektion 2,0 % – 30 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min.	System desinfizierend aufbereiten (Pumpmechanismus). Auslauf überprüfen und desinfizieren.	<ul style="list-style-type: none"> Mind. 1 x monatlich sowie vor Ersetzen der Flasche Spendersystem reinigen. Täglich. Bei sichtbarer Verschmutzung. 	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Medizinische Geräte (z. B. Fieberthermometer, Blutdruckmanschetten) WiBUplus Schnelldesinfektion Lemon gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Desinfektionstücher gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Gebrauch.	Pflegepersonal
	Waschschüsseln, Dusch- und Toilettenstühle WiBUplus Desinfektionstücher Pur gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nicht bewohnerbezogen: Nach Gebrauch. Bewohnerbezogen: Siehe Hygieneplan.	Pflegepersonal
	Steckbecken, Bettpfannen, Urinflaschen Nach Angaben des Geräteherstellers.	Maschinell thermisch oder chemo-thermisch.	Nach Gebrauch.	Pflegepersonal
	Pflegewanne		Nach Benutzung.	Pflegepersonal
	Pflegewagen, Wäschewagen WiBUplus Flächendesinfektion 2,0 % – 30 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Wöchentlich. Bei Bedarf.	Pflegepersonal
	Einrichtungsgegenstände (z. B. Betten) WiBUplus Schnelldesinfektion Lemon gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Desinfektionstücher gebrauchsfertig – 5 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Kontamination. Bei Bewohnerwechsel. Bei Bedarf.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Arbeitsflächen (z. B. im Dienstzimmer) WiBUplus Desinfektionstücher Pur gebrauchsfertig – 5 Min.		Täglich. Bei Bedarf.	Reinigungskräfte Pflegepersonal
	Sanitäre Einrichtungen		Täglich. Nach Kontamination.	Reinigungskräfte Pflegepersonal
Fußböden WiBUplus Flächendesinfektion 2,0 % – 30 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Pur gebrauchsfertig – 2 Min. WiBUplus Schnelldesinfektion Lemon gebrauchsfertig – 2 Min.	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Kontamination. Bei Bedarf.	Reinigungskräfte Pflegepersonal	
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Wäsche Angaben im Hygieneplan beachten. Bei desinfizierender Aufbereitung: WiBUplus Desinfektionswaschmittel	Getrennt nach Waschverfahren in gekennzeichneten Wäschesäcken sammeln.	Nach Gebrauch. Bei sichtbarer Verschmutzung sofort.	Pflegepersonal
	Putzutensilien WiBUplus Desinfektionswaschmittel	Desinfizierende Aufbereitung.	Nach Gebrauch.	Reinigungskräfte
	Arbeitskleidung, Dienstkleidung	Direkt der Aufbereitung zuführen.	Nach Kontamination. Wechselrhythmus siehe Hygieneplan.	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung Schutzkittel, flüssigkeitsdichte Einwegschrürze, Mund-Nasen-Schutz, Einmal-Handschuhe usw.	Vor Gebrauch Schutzkleidung anlegen und nach Gebrauch abwerfen.	Bei Kontaminationsgefahr. Bei der Pflege von Bewohnern mit Infektionskrankheiten. Angaben im Hygieneplan beachten.	Alle Mitarbeiter



Was?	Womit?	Wie?	Wann?	Wer?
<p>Hände/Haut Desinfektion</p>	Hygienische Händedesinfektion	Desinfektionsmittel aus Direktspender in die trockenen Hände geben. Gründlich über die Hände (inkl. Handgelenke) verteilen und einreiben. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor allen pflegerischen/medizinischen Maßnahmen am Bewohner. Nach Kontakt mit (potentiell) kontaminiertem Material. Nach jedem Ablegen von Schutzhandschuhen. Vor dem Vorbereiten von Medikamenten/Infusionen. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Hautdesinfektion	Punktionsstelle satt einsprühen. Mit sterilisiertem Tupfer abwischen. Einwirkzeit abwarten. Einstichstelle muss während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Ggf. nachsprühen	Vor allen invasiven, d. h. hautdurchtrennenden Eingriffen (z. B. Injektionen)	Pflegepersonal
	Schleimhautdesinfektion	Schleimhautbereich mit sterilen, getränkten Tupfern unverdünnt abstreichen. Herstellerangaben beachten.	Vor diagnostischen und therapeutischen Eingriffen im urogenitalen Bereich.	Pflegepersonal
<p>Hände/Haut Pflege</p>	Handreinigung	Waschlotion/Seife auf die feuchten Hände geben und aufschäumen. Mit lauwarmem Wasser gründlich abspülen und Hände gut mit weichen Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Vor der Arbeit. Bei Verschmutzung. Nach der Arbeit. Bei Bedarf.	Alle Mitarbeiter
	Hautschutz	Creme auf saubere, trockene Hände auftragen und gründlich einmassieren.	Bei Arbeitsbeginn. Vor längerem Tragen von Handschuhen. Nach dem Händewaschen.	Alle Mitarbeiter
	Hautpflege	Hautpflegeprodukt auftragen und gründlich in die saubere, trockene Haut einmassieren.	Nach Pausen. Nach Arbeitsende.	Alle Mitarbeiter
<p>Instrumente</p>	Instrumentendesinfektion (z. B. Nagelscheren, Pinzetten)	Desinfektionsmittellösung in Instrumentenwanne ansetzen. Instrumente einlegen. Instrumente müssen vollständig benetzt sein. Nach Ablauf der Einwirkzeit entnehmen. Abspülen mit fließendem Wasser. Abtrocknen.	Nach Gebrauch. Bei Transport: Geschlossenen Behälter nutzen.	Pflegepersonal
<p>Fläche/ Inventar</p>	Spender für <ul style="list-style-type: none"> Desinfektionsmittel Waschlotion Einmal-Handtücher Pflegecreme 	System desinfizierend aufbereiten (Pumpmechanismus). Auslauf überprüfen und desinfizieren.	<ul style="list-style-type: none"> Mind. 1 x monatlich sowie vor Ersetzen der Flasche Spendersystem reinigen. Täglich. Bei sichtbarer Verschmutzung. 	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Medizinische Geräte (z. B. Fieberthermometer, Blutdruckmanschetten)	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Gebrauch.	Pflegepersonal
	Waschschüsseln, Dusch- und Toilettenstühle	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nicht bewohnerbezogen: Nach Gebrauch. Bewohnerbezogen: Siehe Hygieneplan.	Pflegepersonal
	Steckbecken, Bettpfannen, Urinflaschen	Maschinell thermisch oder chemo-thermisch.	Nach Gebrauch.	Pflegepersonal
	Pflegewanne	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Nach Benutzung.	Pflegepersonal
	Pflegewagen, Wäschewagen		Wöchentlich. Bei Bedarf.	Pflegepersonal
	Einrichtungsgegenstände (z. B. Betten)		Nach Kontamination. Bei Bewohnerwechsel. Bei Bedarf.	Pflegepersonal Reinigungskräfte
	Arbeitsflächen (z. B. im Dienstzimmer)		Täglich. Bei Bedarf.	Reinigungskräfte Pflegepersonal
	Sanitäre Einrichtungen	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen.	Täglich. Nach Kontamination.	Reinigungskräfte Pflegepersonal
Fußböden	Nach Kontamination. Bei Bedarf.		Reinigungskräfte Pflegepersonal	
<p>Schutzkleidung/ Utensilien</p>	Wäsche	Getrennt nach Waschverfahren in gekennzeichneten Wäschesäcken sammeln.	Nach Gebrauch. Bei sichtbarer Verschmutzung sofort.	Pflegepersonal
	Putzutensilien	Desinfizierende Aufbereitung.	Nach Gebrauch.	Reinigungskräfte
	Arbeitskleidung, Dienstkleidung	Direkt der Aufbereitung zuführen.	Nach Kontamination. Wechselrhythmus siehe Hygieneplan.	Alle Mitarbeiter
	Schutzkleidung	Vor Gebrauch Schutzkleidung anlegen und nach Gebrauch abwerfen.	Bei Kontaminationsgefahr. Bei der Pflege von Bewohnern mit Infektionskrankheiten. Angaben im Hygieneplan beachten.	Alle Mitarbeiter

